



Fiche Technique

Référence : FAR 2015 PP

Gencod : 3760098250158

Référence coffret vide : FAR 2011 PV

Référence réassort : FAR 2017 PR

Référence box (de 16): BOX 2015 BP



Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part

Photo non contractuelle

Coffret de secours « Lave-œil » Polypropylène blanc Poignée de transport et support mural

Dimensions : 185 mm x 125 mm x 62 mm

Poids : 280 g

Composition :

- 5 œillères operculées
- 10 dosettes de sérum physiologique stérile
- 5 compresses oculaires
- 1 mini miroir grossissant & 2 pastilles auto agrippantes
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 feuillet explicatif schématisé

Jusqu'à
10 rinçages

Avec miroir
grossissant



Signalétique « Lave-œil » fournie avec son gripeur autocollant

Coffret lave œil

Composition de nos coffrets lave œil :

- 2 œillères operculées
- 1 mini miroir
- 10 dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 5 compresses oculaires stériles
- Stylo oculaire (non moussé) (color stylo oculaire uniquement sur notre référence FAR 2014 PP)

Numéros de téléphone d'urgence :

- Périmètre : 18
- SANU : 112
- Tél. secours du travail :
- Secours de travail de la zone :
- Responsable de l'entreprise ou contact :
- Numéro d'urgence automatique :

Quelques conseils d'utilisation

Stylo oculaire	Œillères operculées - sérum physiologique
<p>Élever les fragments à l'aide du stylo oculaire, contrôler de près (20x) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Choisir soigneusement les peritifs oculaires (cylindre fermé). • Choisir en nylon pour les imperforés. <p>Utilisation du stylo oculaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maintenir les "impérforés" rivetés avec deux doigts. • Utiliser le côté concave à la nature du corps à traiter. • Éviter avec précaution le usage de charge. 	<p>Placer le fond des œillères operculées sur le sérum physiologique.</p> <p>Utilisation de l'œillère operculée :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oter l'opercule de l'œillère en tirant sur la languette. • Verser le sérum physiologique en quantité suffisante dans l'œillère. • Juste après avoir versé le sérum, puis boucher la pièce en caoutchouc. • L'opercule de l'œillère permet l'ouverture de l'œil en cas de choc.
<p>Compresses oculaires, sparadrap</p> <p>Protéger l'œil avec une compresse oculaire stérile sans comprimer et maintenir à l'aide de sparadrap.</p>	<p>Mini miroir et pastilles auto agrippantes</p> <p>Pratique : tout lors manipulation oculaire, vous disposez d'un mini miroir positionnable sur le support de votre choix.</p>

Consultation ophtalmologique ou urgente pour :
 les accidents • les éléments chauds • les lésions • les corps étrangers • les éléments métalliques • les contacts les lésions • B ou moindre doute ou si persistance d'une douleur ou d'une gêne oculaire.

Nos deux coffrets Lave Œil sont fournis avec une notice explicative schématisée, plastifiée, au format A4.



Avec Farmor, prenez le Reflex

<http://www.reflex-premiers-secours.com> - info@reflex-premiers-secours.com